

Apc-Kaninchen-Anti-Human-Cd27-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26842

Artikelnummer: CM0010999



Einführung

Hochwertiger APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-human-CD27-Antikörper (Klon nicht angegeben), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet zur Untersuchung der Expression von kostimulatorischen Immun-Checkpoint-Rezeptoren auf T-Zellen, NK-Zellen und B-Zellen in der immunologischen und onkologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC-Kaninchen-anti-human-CD27-mAb
Bezeichnungen/Aliae	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
Art	Mensch
GenelD	939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 21-192 des humanen CD27 (NP_001233.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26842
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku