

APC-Kaninchen-Anti-Human-Cd270/Hvem-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q92956

Artikelnummer: CM0011155



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD270/HVEM (TNFRSF14), entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie in der immunologischen und virologischen Forschung. Erkennt endogenes CD270 auf Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	APC-Kaninchen-Anti-Human-CD270/HVEM-mAb
Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; Mitglied 14 der TNF-Rezeptor-Superfamilie
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8764
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 39-162 des humanen CD270/HVEM (NP_003811.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92956
Proteingewicht	21 kDa/30 kDa
Versand	Kühlakku