


Apc Kaninchen Anti-Mensch Cd271/Ngfr Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08138

Artikelnummer: CM0008271



Einführung

Hochwertiger APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD271/NGFR (p75NTR) für

Durchflusszytometrie-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung von Neurotrophin-Signalgebung, neuronale Entwicklung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD271/NGFR mAk
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4804
GenID	4804
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08138
Proteingewicht	35 kDa/45 kDa
Versand	Eisbeutel