

ApC Kaninchen Anti-Human Cd275/B7-H2/Icosl Monoklonaler Antikörper Für Fc - O75144

Artikelnummer: CM0011879



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD275 (ICOS-Ligand), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der T-Zell-Kostimulation, der Biologie von Immun-Checkpoints und der B-Zell-Differenzierung. SWISS: O75144.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD275/B7-H2/ICOSL mAk
Bemerkungen/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Spezies	Mensch
GenID	23308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-256 von humanem CD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75144
Proteinmasse	20kDa/33kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel