

ApC Kaninchen Anti-Mensch Cd33 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20138

Artikelnummer: CM0009523



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD33 (Siglec-3, Gen-ID 945), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von myeloischen Linienzellen, Mikroglia und AML-Blasten. SWISS: P20138.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch CD33 mAk
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Spezies	Mensch
GenID	945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-259 von humanem CD33 (NP_001763.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20138
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel