


Apc Kaninchen Anti-Mensch Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P28907

Artikelnummer: CM0012050



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD38, geeignet für Durchflusszytometrie. Zielt auf die ADP-Ribosyl-Cyclase/zyklische ADP-Ribose-Hydrolase 1 (P28907), die an die Kalziumsignalgebung und Lymphozytenaktivierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD38 mAk
Anmerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	952
Gen-ID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 43-300 des humanen CD38 (P28907) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteingewicht	13 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel