


ApC Kaninchen Anti-Mensch Cd40 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25942

Artikelnummer: CM0012741



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD40 (TNFRSF5, Bp50), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für Immunologie, Onkologieforschung und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD40 mAk
Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Spezies	Mensch
Gen-ID	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-193 von humanem CD40 (NP_001241.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
UniProt-Zugangsnummer	P25942
Berechnetes Molekulargewicht	31 kDa
Versandbedingung	Eisbeutel