

APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd42B Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07359

Artikelnummer: CM0004068



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD42b (GP1BA). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Forschung zu Thrombozytenfunktion, Thrombose und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Human CD42b mAb
Bemerkungen/Alias	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalph; VWDP; Thrombozyten-Glykoprotein Ib alpha-Kette
Spezies	Human
GeneID (Human)	2811
GeneID	2811
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 15-531 von humanem CD42b (NP_000164.5) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07359
Protein-Gewicht	72kDa
Versand	Eistasche