


APC-Konjugierter Kaninchen Anti-Humaner Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16070

Artikelnummer: CM0011986



Einführung

APC-konjugierter rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD44 (P16070), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur Lymphozyten-Homing, Adhäsion und Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-humaner CD44 mAb
Bemerkungen/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	960
GeneID	960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-178 von humanem CD44 (NP_000601.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16070
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel