

Apc Kaninchen Anti-Human Cd45Rb Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08575-9

Artikelnummer: CM0011049

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD45RB (PTPRC-Isoform 7) für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD45RB, das gemeinsame Leukozytenantigen. Ideal für die Immunphänotypisierungsforschung an Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD45RB mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-463 von humanem CD45RB (XP_006711537.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08575-9
Versand	Eisbeutel