


Apc-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd47-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q08722

Artikelnummer: CM0006242



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD47 (IAP/OA3/MER6) für die Durchflusszytometrie. Validiert mit rekombinantem Immunogen (AS 19-139), reagiert mit humanem CD47. Molekulargewicht 31-35 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-humaner-CD47-mAb
Bemerkungen/Alias	IAP; OA3; MER6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	961
GeneID	961
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-139 des humanen CD47 entspricht (NP_001768.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q08722
Proteingewicht	31 kDa/33 kDa/35 kDa
Versand	Kühlakku