

## APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd48-Monoklonaler Antikörper, Glycerinfrei Für Die Durchflusszytometrie - P09326

Artikelnummer: CM0009349



### Einführung

APC-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD48 (SLAMF2), glycerinfrei, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunphänotypisierung hämatopoetischer Zellen und Funktionsstudien CD48-vermittelter Immuninteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC Kaninchen-Anti-Human-CD48-mAk, glycerinfrei                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102                                                                            |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| GeneID (Human)    | 962                                                                                                                           |
| GeneID            | 962                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-220 von humanem CD48 entspricht (NP_001769.2) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | FC                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                         |
| SWISS             | P09326                                                                                                                        |
| Protein-Gewicht   | 28kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |