

Apc Kaninchen Anti-Mensch Cd66A/Ceacam1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13688

Artikelnummer: CM0010968



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD66a/CEACAM1, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Immunzellprofilierung, Studien an T-Zellen, NK-Zellen und Tumorzellen. Erkennt humanes CEACAM1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD66a/CEACAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-428 von humanem CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13688
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel