


ApC Kaninchen Anti-Mensch Cd81 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P60033

Artikelnummer: CM0011598



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD81 (TAPA-1) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie erkennt dieser Antikörper ein Tetraspanin, das an der B-Zell-Signalgebung und dem Viruseintritt beteiligt ist. Ideal für die immunologische und virologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch CD81 mAk
Bemerkungen/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	975
GenID	975
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 114-199 von humanem CD81 (NP_004347.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P60033
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel