

ApC Kaninchen Anti-Mensch Egfr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P00533

Artikelnummer: CM0011294



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes EGFR, validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AS 335-525). Ideal für Onkologie- und Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch EGFR mAk
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1956
GeneID	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 335-525 des humanen EGFR (NP_005219.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel