


Apc Kaninchen Anti-Mensch Flt3/Cd135 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P36888

Artikelnummer: CM0005442



Einführung

Hochwertiger APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Flt3/CD135 (FLK2/STK1). Validiert für die Durchflusszytometrie. Targett das Epitop der extrazellulären Domäne; ideal für die hämatopoetische und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch Flt3/CD135 Monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Aliase	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2322
GeneID	2322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-163 des humanen Flt3/CD135 (NP_004110.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P36888
Proteinmolekulargewicht	108 kDa/113 kDa
Versand	Eisbeutel