


APC-Kaninchen-Anti-Humaner-Icam-1/Cd54-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Fc) - P05362

Artikelnummer: CM0008624



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ICAM-1 (CD54), validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 28–480 umfasst. Geeignet zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion, der transendothelialen Migration und der Funktion viraler Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-humanes-ICAM-1/CD54-mAb
Bemerkungen/Alias	BB2; CD54; P3.58
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3383
GeneID	3383
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28–480 des humanen ICAM-1/CD54 entspricht (NP_000192.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05362
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku