


APC Kaninchen Anti-Human IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01857

Artikelnummer: CM0005613



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die Fc-Region von humanem IgG gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) mit Reaktivität gegen Human. Immunogen aus rekombinantem Protein. Ideal für immunologische Forschung und die Entwicklung von diagnostischen Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human IgG (Fc) mAk
Bemerkungen/Alias	IGHG1
Spezies	Human
GenID (Human)	3500
GenID	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 100-330 von humanem IgG (Fc) (P01857) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01857
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel