


APC Kaninchen Anti-Human IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01857

Artikelnummer: CM0009241



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die Fc-Region von humanem IgG gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Ideal für die B-Zell-Forschung, Studien zur humoralen Immunität und die Entwicklung therapeutischer Antikörper. - P01857

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human IgG (Fc) mAk
Bemerkungen/Alias	IGHG1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3500
Gen-ID	3500
Immunogen	Rekombinantes Protein (oder Fragment). Diese Information wird als geschäftssensitiv eingestuft.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01857
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel