


Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-IL-17A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - Q16552

Artikelnummer: CM0008202



Einführung

APC-konjugierter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-17A, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für humane Proben; ideal für die Erforschung von Th17-Zellen, Entzündungen und mukosaler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human IL-17A mAb
Bemerkungen/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Spezies	Human
GenelD (Human)	3605
GenelD	3605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-155 von humanem IL-17A (NP_002181.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q16552
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistasche