


Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-IL-2-Mak - P60568

Artikelnummer: CM0008187



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes IL-2 (Interleukin-2, TCGF). Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes IL-2, das für das T-Zellwachstum, die Immunregulation und die NK-Zellaktivität essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Human IL-2 mAk
Bemerkungen/Alias	IL-2; TCGF; Lymphokin
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3558
GeneID	3558
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-153 von humanem IL-2 (NP_000577.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P60568
Protein-Gewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel