

ApC Kaninchen Anti-Mensch Integrin-B1/Cd29 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05556

Artikelnummer: CM0006258



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin-β1/CD29 (UniProt P05556), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und rezeptorvermittelter Signaltransduktion in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch Integrin-β1/CD29 mAk
Bemerkungen/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3688
GenID	3688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-728 von humanem Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05556
Proteingewicht	87kDa/88kDa/91kDa
Versand	Eisbeutel