


APC-Kaninchen-Anti-Human-Itga1/Cd49A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P56199

Artikelnummer: CM0011825



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Integrin alpha-1 (ITGA1/CD49a), validiert für die Durchflusszytometrie. Molekulargewicht 131 kDa. Geeignet zur Untersuchung der Funktion von Kollagen-/Laminin-Rezeptoren und der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-Anti-human-ITGA1/CD49a-mAk
Bemerkungen/Alias	VLA1; CD49a
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3672
GeneID	3672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-1141 des humanen ITGA1/CD49a (NP_852478.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56199
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel