


Apc Kaninchen Anti-Mensch Mertk Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q12866

Artikelnummer: CM0004944



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die humane MERTK-Rezeptor-Tyrosinkinase. Validiert für Anwendungen mit Durchflusszytometrie (FC); kreuzreagiert mit menschlichem Protein. Geeignet für die Untersuchung von Efferozytose, Makrophagen-Klearance und Krebs-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch MERTK mAk
Bemerkungen/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; Tyrosinproteinkinase Mer
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10461
GeneID	10461
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-499 von menschlichem MERTK (NP_006334.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12866
Proteinmasse	110 kDa
Versand	Eisbeutel