

Apc Kaninchen Anti-Mensch Mglur2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q14416

Artikelnummer: CM0004586



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den humanen metabotropen Glutamatrezeptor 2 (mGluR2, GRM2) für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung zur synaptischen Übertragung und Studien zum Viruseintrag.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Rabbit anti-Human mGluR2 mAb
Bemerkungen/Alias	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2912
Gen-ID	2912
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-498 des humanen mGluR2 (NP_000830.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14416
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Eisbeutel