


Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Nectin-1/Cd111 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q15223

Artikelnummer: CM0009599



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Nectin-1/CD111. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für Studien zu Zelladhäsion, Neuroentwicklung und viralem Eintritt. Reagiert mit humanen Proben. Unterstützt Forschung in den Bereichen Neurowissenschaften, Virologie und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Human Nectin-1/CD111 mAb
Bemerkungen/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5818
GeneID	5818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-334 von humanem Nectin-1/CD111 (NP_002846.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15223
Protein-Gewicht	57kDa/51kDa/39kDa
Versand	Eistasche