


ApC Kaninchen Anti-Human Neuropilin-2/Nrp2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O60462

Artikelnummer: CM0004195



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes Neuropilin-2 (NRP2) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Hochaffiner Rezeptor für Semaphorine, VEGF und CMV-Eintritt. Geeignet für Angiogenese- und Virusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human Neuropilin-2/NRP2 mAk
Bemerkungen/Alias	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Spezies	Human
GenID	8828
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 1-855 von humanem Neuropilin-2/NRP2 (NP_957718.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O60462
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel