

APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Nt5E/Cd73 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21589

Artikelnummer: CM0004237



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NT5E/CD73, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die GPI-verankerte Ecto-5'-Nukleotidase (~63 kDa), die in der Adenosin-Signalgebung und der Immunonkologie-Forschung eine Rolle spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Human-NT5E/CD73 mAb
Bemerkungen/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4907
GeneID	4907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-547 von humanem NT5E/CD73 (NP_002517.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21589
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche