

ApC Kaninchen Anti-Human Podoplanin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q86YI7

Artikelnummer: CM0005802



Einführung

Hochwertiger, APC-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Podoplanin (PDPN) gerichtet ist und für Anwendungen der Durchflusszytometrie validiert wurde. Wesentlich für die Untersuchung von Mechanismen der Zelladhäsion, -migration und Tumordinvasion. Lieferung durch CamelBio für diagnostische und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human Podoplanin mAk
Bemerkungen/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Spezies	Human
GenID (Mensch)	10630
GenID	10630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-123 von humanem Podoplanin (NP_006465.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q86YL7
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel