

APC Kaninchen Anti-Human Siglec-8 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0009310



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes Siglec-8 gerichtet ist und für Durchflusszytometrie validiert wurde. Erkennt Sialinsäure-bindendes Lektin 8 auf Basophilen, Mastzellen und Eosinophilen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human Siglec-8 mAk
Bemerkungen/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27181
Gen-ID	27181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-363 von humanem Siglec-8 (NP_055257.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Human
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	44kDa/46kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel