

APC-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd127/IL-7R Mab Für Fc - P16871

Artikelnummer: CM0005235



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschlichen/affen CD127/IL-7R (P16871) für die Durchflusszytometrie. Validiert die Expression des IL-7-Rezeptors in Immunzellen. IVD-Rohstoff für Forschungszwecke von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen anti-Mensch/Affe CD127/IL-7R mAb
Bemerkungen/Alias	IL7RA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3575
Gen-ID	3575
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-236 des menschlichen CD127/IL-7Rα (NP_002176.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P16871
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eispackung