

APC Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08571

Artikelnummer: CM0009938



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper erkennt menschliches und cynomolgus CD14, geeignet für Durchflusszytometrie. CD14 ist ein wichtiger Korezeptor der angeborenen Immunität für bakterielles LPS, exprimiert auf Monozyten und Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch/Affe CD14 mAk
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	929
Gen-ID	929
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-352 des menschlichen CD14 (NP_000582.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08571
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel