

Apc Kaninchen Anti-Human/Affe Cd19 Mak - Cd19

Artikelnummer: CM0010420

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD19, entwickelt für Durchflusszytometrie (FC)-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch, Cynomolgus-Affe und Rhesusaffe. Ideal für Immunphänotypisierung und IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAk
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID (Affe)	102145514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-292 von Affen-CD19 (XP_005591597.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus, Rhesus
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel