


APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd197/Ccr7 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P32248

Artikelnummer: CM0005225



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CD197/CCR7 (P32248), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes und Javaneraffen-Material. Ideal für die Immunologie- und Infektionskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human/Affe CD197/CCR7 mAb
Bemerkungen/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Spezies	Human
GeneID (Human)	1236
GeneID	1236
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P32248
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel