


Apc Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd20 Mab - P11836

Artikelnummer: CM0005338



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes und cynomolguses CD20 (MS4A1, B1, Bp35, Leu-16). Validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt das B-Lymphozyten-Antigen P11836, 33 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch/Affe CD20 mAb
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	931
GenID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CD20 (NP_068769.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgusaffe
SWISS	P11836
Proteingewicht	14 kDa/33 kDa
Versand	Eisbeutel