

Apc-Kaninchen-Anti-Humaner/Affenartiger Cd25-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01589

Artikelnummer: CM0006233



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner/affenartiger CD25-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Ziel ist die Alpha-Untereinheit des IL-2-Rezeptors (p55, TAC-Antigen) auf regulatorischen T-Zellen; validiert für humane Proben und Javaneraffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-humaner/affenartiger CD25-mAk
Bemerkungen/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3559
GeneID	3559
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-213 des humanen CD25 (NP_000408.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01589
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku