

APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Hu/Makaken Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07766

Artikelnummer: CM0009405



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane/makaken CD3-Epsilon-Kette, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die T-Zell-Immunphäotypisierung, Studien zur T-Zell-Entwicklung und die Erforschung der adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Hu/Makaken CD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
GeneID (Human)	916
GeneID	916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-126 des humanen CD3 (NP_000724.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P07766
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel