


APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd38 Polymab® Für Die Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0012751



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes und Javaneraffen-CD38, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist das CD38-Ectoenzym/-Rezeptor, das an der Calcium-Mobilisierung, Lymphozytenaktivierung und Zelladhäsion beteiligt ist. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human/Affe CD38 PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	952
GeneID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 43-300 von humanem CD38 (P28907) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe (Cynomolgus)
SWISS	P28907
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühltasche