

APC Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0012004



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und Affen-CD4 für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunphänotypisierung von T-Helferzellen und die Untersuchung von Immunantworten. Kreuzreaktiv mit humanem und cynomolgusem CD4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch/Affe CD4 mAk
Bemerkungen/Aliaße	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	920
GeneID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus-Affe
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel