


Apc-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0011665



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affen CD45 (P08575), validiert für Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für Leukozyten-Common-Antigen, ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung und Profilierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch/Affe CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-577 des menschlichen CD45 (P08575) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08575
Proteingewicht	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Versand	Eisbeutel