

## Apc-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd69 Mab Für Fc - Q07108

Artikelnummer: CM0010465



### Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes und cynomolgenes CD69 (UniProt Q07108). Entwickelt für Durchflusszytometrie, erkennt er frühes Aktivierungsantigen auf aktivierten T-Zellen und ist ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC-Kaninchen anti-Mensch/Affe CD69 mAb                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| GeneID (Mensch)   | 969                                                                                                                        |
| GeneID            | 969                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 78-199 des humanen CD69 enthält (NP_001772.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | FC                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Cynomolgus                                                                                                         |
| SWISS             | Q07108                                                                                                                     |
| Proteinmasse      | 23 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |