


APC Kaninchen Anti-Mensch/Affe CD86 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P42081

Artikelnummer: CM0012479



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes/affen CD86 (B7-2), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von T-Zell-Kostimulation und Immunregulation bei antigenpräsentierenden Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch/Affe CD86 mAk
Bemerkungen/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	942
GeneID	942
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-241 des menschlichen CD86 (NP_787058.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Kynomolgus
SWISS	P42081
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel