


## ApC-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd8A Mak Für Fc - P01732

Artikelnummer: CM0008347



### Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes und cynomolgus CD8a, validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für T-Zell-Immunphänotypisierung und Immunmonitoring in der diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC-Kaninchen anti-Mensch/Affe CD8a mAk                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; CD8a-Molekül                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 925                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 925                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-182 von menschlicher CD8A (NP_001759.3) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Cynomolgus                                                                                                                 |
| SWISS             | P01732                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 21 kDa/25 kDa/30 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |