


APC-Kaninchen-Anti-Humaner/Affen-IgM-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01871

Artikelnummer: CM0009976



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region der schweren Kette von humanem und Cynomolgus-IgM. Für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal für die B-Zell- und Immunglobulinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-humaner/Affen-IgM-mAb
Bemerkungen/Alias	MU; VH; AGM1
Spezies	Mensch
GeneID	3507
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 218-453 des humanen IgM (P01871) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01871
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku