

Apc-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Ki67 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P46013

Artikelnummer: CM0012705



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches und cynomolgus Ki67 (P46013) für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Zuverlässiger Proliferationsmarker für Zellzyklusanalysen in der Onkologieforschung und der Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch/Affe Ki67 mAk
Bemerkungen/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4288
Gen-ID	4288
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 2271-2370 von humanem Ki67 (NP_002408.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (Intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P46013
Proteingewicht	359 kDa
Versand	Eisbeutel