

APC Kaninchen Anti-Mensch/Affe Pd-1/Cd279 Mab Für Durchflusszytometrie - Q15116

Artikelnummer: CM0010216



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes und cynomolgus PD-1/CD279 (Aa 25-168). Validiert für die Durchflusszytometrie unterstützt dieser Antikörper die immuno-onkologische Forschung und Studien zu Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch/Affe PD-1/CD279 mAb
Anmerkungen/Aliase	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (menschlich)	5133
Gen-ID	5133
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-168 von humanem PD-1/CD279 (NP_005009.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel