

ApC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Maus Pdgfra/Cd140A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16234

Artikelnummer: CM0004491



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes und murines PDGFRα/CD140a (SWISS: P16234, 123kDa). Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für Zellproliferations-, Entwicklungs- und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Human/Maus PDGFRα/CD140a mAb
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5156
GeneID	5156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 24-524 von humanem PDGFRα/CD140a enthält (NP_006197.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P16234
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel