

APC Kaninchen Anti-Maus CD103 Mab Für Fc - Q60677

Artikelnummer: CM0010402

Einführung

Der APC Kaninchen anti-Maus CD103 mAb (Klon aM290) ist ein monoklonaler Antikörper, der mit APC konjugiert und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Er erkennt spezifisch Maus-CD103 (Integrin alpha-E), einen Rezeptor für E-Cadherin, der an der Homing von intraepithelialen Lymphozyten beteiligt ist. Ideal für die mukosale Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD103 mAb
Bemerkungen/Alias	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Spezies	Maus
GeneID (human)	3682
GeneID	16407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 191-385 von Maus-CD103 (NP_032425.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60677
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel