


## Apc Kaninchen Anti-Maus Cd11B Mab - P05555

Artikelnummer: CM0005167



### Einführung

APC-konjugierter Kaninchen anti-Maus CD11b monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht den Nachweis von CD11b in Maus-Monozyten, Makrophagen und Granulozyten und unterstützt die Immunologie- und Zelladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC Kaninchen anti-Maus CD11b mAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik                                                                         |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 3684                                                                                                                                            |
| GenID (Maus)      | 16409                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 143-337 von Maus-CD11b (NP_032427.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                            |
| SWISS             | P05555                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 127 kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                       |