

Apc Kaninchen Anti-Maus Cd124/Il-4Ra Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16382

Artikelnummer: CM0005486

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-CD124/IL-4Ra gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie zur Untersuchung der IL-4/IL-13-Signalgebung, der Th2-Differenzierung und der allergischen Entzündung. - P16382

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD124/IL-4Ra mAk
Bemerkungen/Alias	Il4r; CD124
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3566
GenID	16190
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-233 von Maus-CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16382
Proteinmolekulargewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel